



## Taurolock instillation

med urokinas 5 000 E/mL

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kommersiellt tillgänglig medicinteknisk produkt Taurolock med urokinas 25 000 E, även benämnd Taurolock U 25 000. Kombinationsförpackning bestående av frystorkat pulver urokinas 25 000 E samt ampull med 5 mL Taurolock.

### EN-STEGSSPÄDNING

Taurolock		Urokinas		INSTILL
	+		=	<b>5000 E/mL</b>
5 mL		1 st		5 mL

#### Beredningsinstruktion:

Lösningen iordningställs genom att den medföljande vätskan, 5 mL Taurolock, tillförs flaskan med urokinaspulver.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös instillation: Innan instillation ska accessystemet spolas med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

Instillera därefter Taurolock med urokinas långsamt i subkutan venport (SVP), central dialyskateter (CDK) alt. central venkateter (CVK):

- barn under 2 år inte snabbare än 1 mL/5 sekunder
- barn från 2 år inte snabbare än 1 mL/sekund

Innan påkoppling av ny parenteral nutrition ska Taurolock med urokinas aspireras och kasseras.

Innan nästa behandlingsstart spola med 10 mL NaCl 9 mg/mL.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Trombolys eller misstanke om koagelbildning, i central venkateter (CVK), central dialyskateter (CDK) eller subkutan venport (SVP)

Instillera Taurolock med urokinas i kateterskänkeln/skänklarna med en volym som fyller kateterdel plus trevägskran, plus förlängnings slang.  
Låt lösningen ligga kvar till nästa användning, dock maximalt i 30 dagar.

För specifika fyllnadsvolymer, se tillverkarens instruktioner.

### ÖVRIG INFORMATION

Misstanke om koagelbildning är t. ex. när det är trögt att spola in eller svårt att aspirera blod.

### REFERENS/LÄNK

Internetadress Produktinformation Taurolock

<http://transcutan.com/sv/taurolock-sv/>

Internetadress Produktinformation Taurolock, tysk hemsida

<http://www.taurolock.com>

Rekommendation ,(Grade 2D)

[http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-06-25

ePedID: 4665

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-06-30

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-06-30

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**





## Taurolock instillation

med urokinas 5 000 E/mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### **Taurolock (medicinteknisk produkt)**

1 Instillationsvätska

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Öppnad behållare får ej sparas.

#### **Taurolock med urokinas (medicinteknisk produkt)**

25000 E, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas.

5000 E/mL, Instillationsvätska

HÅLLBAR: Färdigblandad lösning ska användas direkt.