

ATENATIV, IV inf
antitrombin III 50 E/ml
enl spädn-instruktion

<i>inf subst</i>			<i>IV inf</i>
500 E		medföljande vätska	50 E/ml
pulver	+	10 ml	= 10 ml

Beredningsinstruktion: Följ instruktion på bipacksedel

Administrering: 10-20 min. (För vuxen max 300 E/min.)

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt

Hållbarhet originalförp: Förvaras i kyl.

Varunummer: 389049, Atenativ insubst I+II 500IE, 500 IE

Källa: FASS

Obs: Ursprung i blodprodukt, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Koagulationsrubbnig

Vanlig dos: Ordineras av koagulationsjour!

ATENATIV, IV inf
antitrombin III 50 E/ml
enl spädn-instruktion

<i>inf subst</i>			<i>IV inf</i>
500 E		medföljande vätska	50 E/ml
pulver	+	10 ml	= 10 ml

Beredningsinstruktion: Följ instruktion på bipacksedel

Administrering: 10-20 min. (För vuxen max 300 E/min.)

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim i rt

Hållbarhet originalförp: Förvaras i kyl.

Varunummer: 389049, Atenativ insubst I+II 500IE, 500 IE

Källa: FASS

Obs: Ursprung i blodprodukt, hanteras enligt neo läkemedelshanteringsriktlinjer

Indikation: Koagulationsrubbnig

Vanlig dos: Ordineras av koagulationsjour!
