



## Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL

(Atenativ)

**Atenativ är inte utbytbar med Antithrombin III Baxalta.**

### EN-STEGSSPÄDNING

Atenativ		Medföljande vätska		INF
500 E				50 E/mL
1 st	+	10 mL	=	10 mL

#### Beredningsinstruktion:

Efter tillsats av den medföljande vätskan löser sig pulvret på maximalt 5 min.

Ordinerad dos kan vid behov spädas med NaCl 9 mg/mL eller glukos 50 mg/mL.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: 10 - 20 min. Max 100 E/min (2 mL/min).

Administreras i separat kateter/kateterlumen. Kan inte ges via in-linefilter/infusionsfilter.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Atenativ (registrerad produkt)

500 E, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Kan förvaras 1 mån i rumstemperatur.

50 E/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Färdigberedd lösning ska användas inom 12 tim. Får inte förvaras i kylskåp.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour

#### Koagulationsrubbning

Initial dos bestäms med hjälp av någon av följande ekvationer:

Alternativ 1

Erforderliga enheter =

kroppsvikt (kg) x (önskad nivå - uppmätt antitrombinaktivitet [%]) x 1

Alternativ 2

Erforderliga enheter =

kroppsvikt (kg) x (önskad nivå - uppmätt antitrombinaktivitet [E/mL]) x 100

Efter initial dos anpassas dos, administreringsintervall samt behandlingens längd efter kliniska data och uppföljande provsvar.

### ÖVRIG INFORMATION

Den specifika aktiviteten är cirka 3 E/mg protein.

En (1) internationell enhet (E) antitrombinaktivitet motsvarar antitrombin i den mängd som finns i 1 mL normal human plasma.

Beräkningen av erforderlig dos av antitrombin baseras på den empiriska iakttagelsen att 1 E antitrombin/kg kroppsvikt ökar antitrombinaktiviteten i plasma med ca 1 %.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Rekommendation (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)



## Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ)



---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-01-27

ePedID: 1300

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-02-02

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2021-02-02

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**