

## Protrombinkomplex intravenös inf 25 E/mL (Confidex, Ocplex)

Bör ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour. Kontakta dem vid eventuella frågor.

**Instruktionen gäller för:** Confidex 25 E/mL (500 E och 1000 E)  
Ocplex 25 E/mL (500 E och 1000 E)

OBS! Produkterna är ej utbytbara.

<b>En-stegsspädning:</b>	Ocplex/Confidex		Medföljande vätska	=	INJ
	500 E	+	20 mL		<b>25 E/mL</b> 20 mL

<b>En-stegsspädning:</b>	Ocplex/Confidex		Medföljande vätska	=	INJ
	1000 E	+	40 mL		<b>25 E/mL</b> 40 mL

**Beredningsinstruktion:** Ska iordningställas med medföljande vätska (20 mL eller 40 mL) och de material som medföljer förpackningen. Slutkoncentration 25 E/mL.  
Följ instruktionen i bipacksedeln.

Skaka inte flaskan vid upplösning av pulvret, eftersom det kan leda till skumbildning.  
Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös. Använd den inte om den är grumlig.

**Arbetsmiljö**                      Biologiskt läkemedel, hantera enligt lokal instruktion, -

### Administreringssätt

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-21 09:33:57  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-13 14:45:10  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1428  
ID/spårnummer: 4077  
Giltig fr o m: 2017-12-13 14:45:10  
Utskriftsdatum: 2017-12-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Protrombinkomplex intravenös inf 25 E/mL (Confidex, Ocplex)

Intravenös infusion: ca 1 mL/min. Max 8 mL/min.

Bör administreras i separat kateter eller kateter-lumen.

Undvik att få in blod i sprutan. Annars finns risk att blodet koagulerar vilket kan leda till att ev bildat blodkoagel infunderas i patienten.

### Vanlig indikation och dos

#### Reversering under behandling med vitamin K-antagonist

Initialt: 10 - 15 (- 25) E/kg

Vid behov kan dosen behöva upprepas utifrån INR-svar och andra laboratorieprovsvär.

#### Brist på K-vitaminberoende koagulationsfaktorer (inkl leverinsufficiens)

Initialt: 10 - 15 (- 25) E/kg

Vid behov kan dosen behövas upprepas utifrån INR-svar och andra laboratorieprovsvär.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 E/kg	0,4 mL	2 mL	4 mL	20 mL
25 E/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL

### Hållbarhet preparat:

Ocplex/Confidex (registrerad produkt)

- 25 E/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

Hållbar: Efter iordningsställande: kan förvaras 8 tim (Ocplex) alt 24 tim (Confidex) rumstemperatur. Resterande lösning får ej sparas.

- 1 Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

### Övrig information

Innehåller:

- Koagulationsfaktor (human) II, VII, IX och X
- Protein C
- Protein S
- Heparin (100 - 250 E/injektionsflaska som hjälpämne)

### Referens/Länk

FASS

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-21 09:33:57

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-13 14:45:10

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1428

ID/spårnummer: 4077

Giltig fr o m: 2017-12-13 14:45:10

Utskriftsdatum: 2017-12-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Protrombinkomplex intravenös inf 25 E/mL (Confidex, Ocplex)

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH)

<http://www.ssth.se/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

protrombin-komplex-concetrare, B02BD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=ID85MIX574IDSM5RV1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-06-21 09:33:57

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-13 14:45:10

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 1428

ID/spårnummer: 4077

Giltig fr o m: 2017-12-13 14:45:10

Utskriftsdatum: 2017-12-14

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

