

ISOTON AMINOSYRALÖSNING, IA inf  
aminosyror

enl spädin-instruktion

OBS Isoton aminosyralösning kan spädas med eller utan heparin. Denna instruktion visar spädning UTAN heparin.

<i>Vaminolac, inf</i>				<i>IA inf</i>
		sterilt vatten		
15 ml	+	10 ml	=	25 ml

---

Beredningsinstruktion: Efter spädning av Vaminolac med sterilt vatten erhålls en isoton lösning som kan infunderas i navelartärkateter.

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim rt, 24 tim kyl

Hållbarhet originalförp: 12 tim rt, 24 tim kyl

Varunummer: 199695, Vaminolac inf, 100 ml

Källa: FASS

---

Indikation: För infusion i navelartärkateter.

Vanlig dos: 1 ml/tim vilket vid kontinuerlig infusion ger 1 g aminosyror/dygn

---

---