

Omnipaque 300 mg I/mL (iohexolclearance)

Iohexol

Hållbarhet preparat:

Omnipaque (Registrerad Produkt)

● 300 mg I/mL, Injektionsvätska, lösning, Hållbar: 8 tim rumstemp

Administreringsätt

Intravenös injektion: Patienten ska ha en perifer venkateter med "skorsten" alt. två PVKer.

Injicera ordinerad mängd Omnipaque under 5 minuter via skorstenen.

Vanlig indikation och dos

Bestämning av njurarnas glomerulära filtrations hastighet (GFR)

Barn: 0,3 mL/kg, max 5 mL.

Referens/Länk

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus PM/riktlinjer för Iohexolclearance, Hämtat: 2015-01-08

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/alvhandbok.nsf/vvWebbLookup/ID1CB3AAC7408F7A86C1257D7F00472E93?OpenDocument>

Rekommendation ,(Grade 1C), Hämtat: 2015-01-16

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2015-01-08 15:01:19

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2015-01-20 11:11:57

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3309

ID/spårnummer: 506

Giltig fr o m: 2015-01-20 11:11:57

Utskriftsdatum: 2015-01-20

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

