

## Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta)

Antithrombin III Baxalta är inte utbytbar med Atenativ.

<b>En-stegspädning:</b>	Antithrombin III Baxalta		Medföljande vätska		INF
	500 E	+		=	<b>50 E/mL</b>
	1 st		10 mL		10 mL

**Beredningsinstruktion:** Beredningen ska göras med de hjälpmedel som är bifogade i förpackningen. Följ instruktionen i bipacksedeln.

Använd inte lösningen om den är grumlig eller innehåller fällning.

**Arbetsmiljö** Ursprung i blodprodukt, -

### Administreringsätt

Intravenös infusion: Ges under 10 - 20 minuter. Max 100 E/min (2 mL/min).

Administreras i separat kateter/kateterlumen. Kan inte ges via in-linefilter/infusionsfilter.

Vid administrering ska produktnamn samt batchnummer eller motsvarande dokumenteras i journalen.

### Vanlig indikation och dos

**Ordineras i samråd med barnkoagulationsmottagning/koagulationsjour**

#### Koagulationsrubbnig

Initial dos bestäms med hjälp av följande ekvation:

Erforderliga enheter = kroppsvikt (kg) x (önskad nivå - uppmätt antitrombinaktivitet [%]) x 0,5

Efter initial dos anpassas dos, administreringsintervall samt behandlingens längd efter kliniska data och uppföljande provsvar.

### Hållbarhet preparat:

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-05-31 13:39:58  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 13:58:53  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4473  
ID/spårnummer: 3287  
Giltig fr o m: 2017-06-02 13:58:53  
Utskriftsdatum: 2017-06-02

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Antithrombin III Baxalta)

Antithrombin III Baxalta (registrerad produkt)

- 500 E, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning  
Hållbar: Förvaras i kylskåp. Ljuskänsligt, förvaras i originalförpackning.
- 50 E/mL, Infusionsvätska, lösning  
Hållbar: Färdigberedd lösning ska användas inom 3 timmar.

---

### Övrig information

Hållbarheten för färdigberedd lösning i denna instruktion skiljer sig ifrån FASS-texten då vi gjort en farmaceutisk bedömning utifrån andra källor.

Den specifika aktiviteten är minst 3 E/mg protein.

En (1) internationell enhet (E) antitrombinaktivitet motsvarar antitrombin i den mängd som finns i 1 mL normal human plasma.

Beräkningen av erforderlig dos av antitrombin bygger på den empiriska erfarenheten att 1 E antitrombin/kg kroppsvikt ökar antitrombinaktiviteten i plasma med ca 2 %.

---

### Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Personlig kontakt Maria Magnusson, MD, Spec koagulation- och blödningsrubbningar, ALB

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Antithrombin III, B01AB02

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceid=IDE4POH5UBF1SVERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén 2017-05-31 13:39:58  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-02 13:58:53  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 4473  
ID/spårnummer: 3287  
Giltig fr o m: 2017-06-02 13:58:53  
Utskriftsdatum: 2017-06-02

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

