



Vätsketerapi: Chock

(ex Ringer Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Beredningsinstruktion:

A. Balanserade lösningar utan glukos, t ex.

1A. Ringer Acetat

2A. Plasmalyte

B. Vid upprepade kräkningar med alkalos är Natriumklorid 9 mg/mL att föredra.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: 10 - 20 min

Kan administreras via perifer- eller central venkateter eller via intraosseös infart.

ÖVRIG INFORMATION

Vid behov av upprepade doser kan användning av Albumin 5 % övervägas.

Specifiserat innehåll (mmol/L, *gram glukos/L)

| # Preparat | Natrium | Kalium | Klorid | Glukos* | Acetat | Gluconat |
|-------------------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|
| 1A. Ringer-Acetat | 130 | 4 | 110 | 0 | 30 | 0 |
| 2A. Plasmalyte | 140 | 5 | 98 | 0 | 27 | 23 |
| B. NaCl 9 mg/ml | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Chock

Nyfödda: 20 mL/kg

Barn 1 mån - 18 år: 20 mL/kg

Vid behov kan behandlingen upprepas.

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Intravenös vätskebehandling till barn

<https://lv.se/iivvatskabarn>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2018-12-19

ePedID: 4805

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-19

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-12-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Vätsketerapi: Chock

(ex Ringer Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumklorid 9 mg/mL INF (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

Plasmalyte (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

Ringer-Acetat (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.