



Ringer-Acetat intravenös infusionsvätska*

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Detta är INTE en komplett ePed-instruktion utan är endast till för att möjliggöra ordination av intravenösa vätskor med tillsatser i journalsystem som inte använder ordinationsmallar.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Ringer-Acetat (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller

utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Detta är INTE en komplett ePed-instruktion utan är endast till för att möjliggöra ordination av intravenösa vätskor med tillsatser i journalsystem som inte använder ordinationsmallar.

För mer info, se annan instruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Elektrolytinhåll per 1000 mL:

130 mmol Na

4 mmol K

2 mmol Ca

1 mmol Mg

110 mmol Cl

30 mmol acetat

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-01-30

ePedID: 4837

Fastställare/läkare:

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT