



Insulin: Långverkande subkutan inj 300 E/mL

(Toujeo)

Byte av långtidsverkande insulinanalog bör ske under övervakning och justering av doser kan krävas.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Insulin glargin 300 E/mL (Toujeo), långverkande insulinanalog

OBS - Toujeo 300 E/mL är inte bioekvivalent med och inte utbytbar med insulin glargin 100 E/mL.

INGEN SPÄDNING Toujeo SoloStar

INJV FÖRF PEN
300 E/mL
1,5 mL

ADMINISTRERING

Subkutan injektion: ges via förfylld injektionspenna

DOSSTEG OM 1 ENHET

Toujeo SoloStar, inställning 1 - 80 enheter/injektion

DOSSTEG OM 2 ENHETER

Toujeo DoubleStar, inställning 2 - 160 enheter/injektion

Toujeo DoubleStar rekommenderas för patienter som behöver minst 20 enheter per dag.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Toujeo (registrerad produkt)

300 E/mL, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Obruten penna förvaras i kylskåp i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Pennan ska alltid förvaras med skyddslocket påsatt för skydd mot ljus. Påbörjad penna är hållbar max 6 veckor vid högst 30 °C, se Övrig information.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Insulinberoende diabetes mellitus

Individuell dosering i samråd med diabeteskunnig läkare.

Glargin är en insulinanalog som har förlängd effektduration och administreras 1 gång per dygn.

OBS - Toujeo 300 E/mL är inte bioekvivalent med och inte utbytbar med insulin glargin 100 E/mL. Frisättningen är ytterligare fördröjd med Toujeo 300 E/mL.

ÖVRIG INFORMATION

Patienten bör informeras om att det finns en risk för feldosering om man drar upp insulin med insulinspruta från trasig insulinpenna. Använd i första hand en ny penna.

Om en förpackning innehåller flera injektionspennor förvaras de obrutna fortsatt i kylskåp. I de flesta produktresuméer anges att brutna injektionspennor inte får förvaras i kylskåp. Detta är pga avsaknad av stabilitetsdata och hållbarheten kan därför inte garanteras vid eventuella temperaturväxlingar. Därför bör påbörjad injektionspenna förvaras antingen i kylskåp ELLER i rumstemperatur.

Enligt Svensk läkemedelsstandard (SLS) är hållbarheten 7 dagar för konserverade injektionsläkemedel som används till flera patienter. Vid användning till enskild patient hänvisas till hållbarhetsinformationen i produktresumén.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Medicininstruktioner

<https://www.medicininstruktioner.se/>

Rekommendation , (Grade 1D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 5239

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-07-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT