



# Lidokain utvärtes gel 2 % = 20 mg/mL

(ex Xylocain)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Gel 2%, förfylld spruta (Xylocain utan konserveringsmedel)  
Gel 2 %, tub (Xylocain)  
Gel 20 mg/mL, förfylld spruta (Instillido)

## ADMINISTRERING

Lokalt: Kan appliceras via medföljande sprutspets eller urinkateter.

Effekt uppnås inom ca 5 min, effektiv ytanestesi kvarstår ca 20 - 30 min.

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Instillido (registrerad produkt)

20 mg/mL, Gel

Förvaras i rumstemperatur. Förvaras i originalförpackning, ljuskänsligt. Förfyllda sprutor är okonserverade, sparas ej.

### Xylocain (registrerad produkt)

2 %, Gel

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förfyllda sprutor är okonserverade, sparas ej. Tuben innehåller konserveringsmedel, hållbar max 7 dagar till flera patienter och max 21 dagar till enskild patient efter första öppnandet.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

### Behov av lokal smärtlindring

Individuell dosering. Vid val av dos, beakta längden på uretra, kroppsvikt och procedur. Speciellt till nyfödda bör minsta möjliga dos användas. Effekt uppnås inom ca 5 min, effektiv ytanestesi kvarstår ca 20 - 30 min.

Nyfödda: max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg  
Max 4 gånger/DYGN

Barn 1 mån - 12 år: max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg  
Max 4 gånger/DYGN

Barn från 13 år: brist på riktvärden för barn över 12 år.  
Max 0,3 mL/kg = max 6 mg lidokain/kg

Beakta även riktvärden för vuxen:  
20 mL för manlig uretra, 5 - 10 mL för kvinnlig uretra.  
Max 4 gånger/DYGN

## ÖVRIG INFORMATION

1 mL = 1 gram gel innehåller 20 mg lidokainhydroklorid.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Neonatal Formulary

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 1199

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-12-17

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**