



Isoton aminosyralösning intraarteriell/intravenös inf

(Vaminolac) ocklusionsförebyggande spoldropp

Isoton aminosyralösning kan spädas med eller utan heparin. Denna instruktion visar spädning UTAN heparin.

Tillsatser som ger Isoton aminosyralösning intraarteriell/intravenös inf

Vaminolac	15 mL
Sterilt Vatten	10 mL

Beredningsinstruktion:

Efter spädning av Vaminolac med sterilt vatten erhålls en isoton lösning.

ADMINISTRERING

Bör ljusskyddas under administreringen, se referens EMA.

Intraarteriell infusion: endast i navelartärkateter

Intravenös infusion

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Isoton aminosyra (från registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

Vaminolac (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Flaskorna ska ljusskyddas under förvaringen om de kan komma att användas till barn under 2 år. Lösningar iordningställda med en nybruten Vaminolac kan hänga i upp till 24 tim.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Öppethållande av infart, vid behov av vätska med visst näringsinnehåll

Doseras enligt lokal riktlinje.

Exempel:

Nyfödda: 0,5 - 1 mL/tim

ÖVRIG INFORMATION

1 mL/tim ger vid kontinuerlig infusion (24 tim) ca 1 gram aminosyror/DYGN.

REFERENS/LÄNK

ePed Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

European Medicines Agency (EMA) PRAC recommendations on signals (ljusskydd av aminosyralösningar)

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-8-11-july-2019-prac-meeting_en.pdf

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Metodebok i Nyfödtmedisin

<https://www.helsebiblioteket.no/innhold/retningslinjer/pediatric/nyfodtmedisin-veiledende-prosedyrer-fra-norsk-barnelegeforening/3-invasive-og-praktiske-prosedyrer/3.2-navlearteriekateter>

PubMed PMID Gialamas S, Sjöström ES, Diderholm B, Domellöf M, Ahlsson F. Amino acid infusions in umbilical artery catheters enhance protein administration in infants born at extremely low gestational age. Acta Paediatr. 2021;00:1–10

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34822182/>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3024

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT